

# TIMELESS ACTIVATION



PIÈCE À MAIN SANS FIL  
POUR ACTIVATION DES SOLUTIONS  
D'IRRIGATION ENDO-CANALAIRES

**PRECISION** TECH

**ENDO CLEANER**

**Endo Cleaner** est une pièce à main spécialement développée pour l'activation par ultrasons de solutions d'irrigation. Sa fréquence de vibration favorise la cavitation et la diffusion acoustique des liquides qui rendent le nettoyage du canal radiculaire plus efficace.



**Activation ultrasonique**  
Les ultrasons haute fréquence (45 KHz) permettent un nettoyage efficace du canal et la pénétration de l'irrigant même dans les structures anatomiques complexes.



**Confort extrême**  
La pièce à main sans fil, légère (seulement 95 gr) et compacte, garantit une autonomie opérationnelle d'environ 4,5 heures. Simple et intuitif à utiliser, il ne nécessite aucun réglage initial.

**2 niveaux de puissance**  
Endo Cleaner a deux niveaux de puissance pré-réglés, indiqués par une lumière LED sur la pièce à main.



**3 embouts activateurs**  
Embouts flexibles, lisses et non coupants pour travailler en toute sécurité. Les embouts sont autoclavables et réutilisables.



**X-Blue:** flexible et précurvable



**X-Gold:** puissant



**X-Silver:** souple et flexible

Taille	Longueur (mm)
#20 2%	18 & 21
#25 2%	18 & 21

1. Mise en forme du canal radiculaire et rinçage final. Insérez l'embout de Endo Cleaner dans le canal en le maintenant à 2-3 mm de l'apex et activez pendant 30 secondes.
2. Répétez l'activation pendant 3-4 cycles.
3. Séchez le canal et terminez l'obturation.



# ENDO CLEANER

Pièce à main sans fil pour activation des solutions d'irrigation endo-canalaire

*"En raison de la complexité de l'anatomie endodontique, au moins 35% des parois radiculaires sont non instrumentées lors de la préparation canalaire, quelle que soit la technique de mise en forme utilisée."*

*(Peters et al. 1,2001)*

La mise en forme canalaire génère des boues dentinaires qui s'accumulent sur les parois du canal, obstruant les tubulis et limitant leur désinfection lors de l'irrigation.

L'activation des irrigants à travers les ultrasons améliore considérablement le nettoyage du canal, et donc le résultat du traitement endodontique.

## ***Le Plus de la technologie ultrasonique:***

- *Élimine le biofilm et la boue dentinaire*
- *Favorise la pénétration de l'irrigant dans toutes les zones non instrumentées*
- *Simplifie et réduit le temps d'irrigation*
- *Améliore l'obturation finale*



# ENDO CLEANER

Pièce à main sans fil pour activation des solutions d'irrigation endo-canalaire



## FICHE TECHNIQUE

Dimensions	22x18x7 cm
Poids	95 gr
Frequence	45/60 Hz +-

## ENDO CLEANER KIT COMPLET - Réf. : PR00ENDOCK

- Pièce à main
- 3 embouts activateurs (Gold, Silver, Blue)
- Capuchon isolant transparent
- Clé de serrage
- Base
- Adapteur

Crée en exclusivité pour:



PRECISION TECH est une marque:  
DENTALICA S.p.A. - Via Rimini, 22 - 20142 Milano  
info@dentalica.com - www.dentalica.com